


Строение катетера типа Бровиак



- 1- зажим катетера
- 2- наружный корпус катетера
- 3- фиксирующая втулка катетера
- 4- наружный корпус катетера
- 5- внутренняя силиконовая часть катетера
- 6- пластмассовый коннектор катетера
- 7- пластмассовый корпус катетера
- 8- заглушка катетера

При манипуляциях с катетером (перевязки, снятие и замена заглушки катетера) очень важно держать катетер во время манипуляции за пластмассовый корпус катетера. В противном случае возможно рассоединение частей катетера. Как это происходит, показано на видео.